

SMD1168H 二代甘油菌种说明书

● 产品规格 (CAT#: Bpc-1022)

SMD1168H 二代甘油菌	400 μ l / 1 支	保存: -80 $^{\circ}$ C / 大于 10 年
YPDA 平板	9cm / 2 块	4 度保存 / 30 天
一次性接种环	4 支	—

● 基因型

pep4

● 表型 (Phenotype)

Mut⁺, Pep4⁻

● 产品说明

SMD1168H 菌株是 invitrogen 公司开发专门用于重组蛋白表达的毕赤酵母菌株。SMD1168H 可以表达 HIS4 基因，不可利用营养缺陷培养基筛选重组成功的阳性菌落；pPICZA, B, C, pPICZ α A, B, C 等具有 Zeocin 抗性基因的毕赤酵母表达质粒可使用 100 μ g/ml 的 Zeocin 或盐酸博来霉素进行筛选。SMD1168H 毕赤酵母的表型为 Mut⁺, Pep4⁻，Pep4⁻ 表示蛋白水解酶 A 缺陷，Pep4 编码蛋白水解酶 A，是液泡内的天冬氨酸蛋白酶，能够自激活，由于蛋白水解酶 A 可以促进其他蛋白水解酶的激活，所以 pep4 缺陷型菌株的蛋白水解酶 B 活力也下降了，这有助于目标蛋白的稳定表达；Mut⁺ 表示 SMD1168H 含有有功能的 AOX1 基因（毕赤酵母是甲醇营养型酵母，可利用甲醇作为唯一碳源。甲醇代谢的第一步是：醇氧化酶利用氧分子将甲醇氧化为甲醛，毕赤酵母中有两个基因编码醇氧化酶：AOX1、AOX2，野生型毕赤酵母中大多数的醇氧化酶是 AOX1 基因产物，甲醇可诱导 AOX1 基因表达，AOX1 蛋白产物最高可占细胞中可溶蛋白的 30% 以上，很多毕赤酵母表达质粒正是利用 AOX1 表达框进行外源基因表达的，若毕赤酵母含有有功能的 AOX1 基因就称为 Mut⁺ 型；AOX2 是 AOX1 的同源基因 (97% 的同源性)，在缺失 AOX1 基因或 AOX1 基因丧失功能时，AOX2 基因会发挥作用，产生一种表型为 Mut^s 的突变株，但 AOX2 基因氧化甲醇的能力比 AOX1 弱，结果是细胞代谢甲醇的能力下降，在甲醇培养基中生长缓慢。针对具体的蛋白，很难预测选择 Mut⁺ 还是 Mut^s 作为宿主进行蛋白表达更好，虽然 Mut⁺ 型酵母转录得到的 mRNA 更多，但并不一定可以产生有活力的蛋白质；Mut^s 型酵母虽然生长缓慢，转录得到的 mRNA 比 Mut⁺ 少，但有可能更有利于蛋白形成正确构象，产生有活力的蛋白质）。本产品为二代甘油菌种（一代种扩增两个世代后保种），未经过大量扩繁，核 DNA 及表型稳定，菌落表型及生长曲线与原种匹配度大于 99.5%。

● 操作方法

1, 客户收到菌株后, 不可直接吸取菌液接种扩繁。应先对菌种进行复壮, 待长出单菌落后挑单菌落接菌扩繁; 复壮方法如下: 在超净台打开盖子, 用接种环沾取少量甘油菌液采用交叉划线法(图 1)在 YPDA 平板表面轻轻划线(注意: 不要刺破培养基), 将平板封口后放 30 度培养 3-5 天, 即可长出单菌落。

2, 交叉划线法: 划线的目的是经过几次不连续划线达到梯度稀释菌液的效果, 保证能长出单菌落。具体步骤如下:

A, -80 度取出的甘油菌应在超净台打开盖子, 立即在表面挑取菌液/菌块划线, 不用等融化后划线, 固体状态时即可用接种环挑取划线, 操作要点是“快速操作, 立即划线”, 目的是最大限度减少温度波动对菌种造成的“冷休克”和冰晶物理损伤; 如果收到的是液体甘油菌, 可直接划线, 在超净台打开盖子用接种环沾取少量甘油菌液划线。

B, 取出无菌接种环, 注意不要污染, 图 1 所示为标准的五段交叉划线法, 分五个区, 每个区划三条直线, 第 1、2 区可共用一个接种环, 划好 1、2 区后换一个新接种环划第 3 区, 再换一个新接种环划第 4 区, 再换一个新接种环划第 5 区, 每一次换接种环划线要经过前面划线区的划线痕迹, 这样就相当于对菌种进行稀释。简易划线也可只划 3 个区或 4 个区。

C, 客户也可用金属接种环灼烧后划线; 本公司提供的接种环为 ABS 材质, 不可灼烧。




图 1. 五段交叉划线法示意图

● 注意事项

- 1, 客户收到二代甘油菌株后, 应立即放-80 度保存, 不可放-20 度保存。
- 2, 应减少甘油菌冻融的次数, 冻融的次数越多, 菌种的活力越低;
- 3, 若扩繁菌种, 注意一次扩繁不要超过四个世代, 以保证菌种基因组的稳定; 扩增后重新保存的菌种必须对菌种做表型、功能验证, 所有表型、功能保持完好的菌株才能作为菌种使用。