


## Pyes2-yZsGreenH 质粒说明书

### ● 产品规格内容 (CAT#: PS1008)

Pyes2-yZsGreenH 质粒	150μl /1 支	-20 度保存/大于 10 年
DH5 α -m(含 Pyes2-yZsGreenH 质粒)	400μl /1 支	-80 度保存/大于 10 年
甘油菌种		

### ● 质粒图谱与基础信息



质粒名称	Pyes2-yZsGreenH	质粒大小	6403bp
宿主	酵母	质粒类型	酵母用质粒
大肠中质粒复制子	ColE1/高拷贝	宿主中质粒复制子	——
大肠中抗性	Amp/Car 羧苄青霉素 50ug/ml	宿主中筛选标记	URA/尿嘧啶缺陷/SD/-URA

### ● 产品说明

1, Pyes2-yZsGreenH: 唯地公司构建, 优化过密码子, 高表达绿色荧光蛋白, C 端融合 10×His 标签。

2, 本公司质粒均为质粒大提试剂盒提取质粒, 因不同质粒的复制子不同, 质粒浓度有差异, 收到质粒后可直接酶切用于构建载体。

3, 随质粒同时提供一管含有质粒的 DH5  $\alpha$ -m 甘油菌种, 收到菌种后可直接放-80 度长期保存, 也可用交叉划线法划线后挑单菌落接菌, 大量扩繁质粒。DH5  $\alpha$ -m 菌株兼顾 DH5  $\alpha$  和 DH10B 菌株的优点, 在 DH5  $\alpha$  基因组中引入 mcrA、mcrBC、mrr-、hsdRMS 突变使得 DH5  $\alpha$ -m 菌株中保存的质粒更稳定, 有利于质粒大量扩繁。

4, 质粒序列可在产品页面下载 snappgene 文件或 text 文件。

## ● 注意事项

1, 收到含有质粒的菌株应立即放-80 度, 不可放-20 度保存; 在 4 度或室温长时间存放会增加发生错误突变的概率。

2, 质粒在不同实验室保存的过程中有发生突变的概率, 所以实际的测序结果与数据库下载序列可能会有部分序列存在 SNP 或突变, 只要不在核心元件发生突变或不影响质粒核心功能, 一般不影响使用。

2nd Lab  
For a Better Lab