

## 果糖溶液（过滤除菌）说明书

### ● 产品规格和内容

包装名称	货号	包装含量	包装数量	保存条件	保存时间
20%果糖溶液（过滤除菌）	CAT#: C1050-01	200ml	1 瓶	室温干燥	12 个月
20%果糖溶液（过滤除菌）	CAT#: C1050-50	50ml	1 瓶	室温干燥	12 个月

### ● 产品组分与配方

产品名称	产品组分	分子式/CAS 号/分子量	配方/L	除菌方式
20%果糖溶液（过滤除菌）	果糖/Fructose	C6H12O6/7660-25-5/180.16	200g	0.22um 过滤

### ● 产品说明

果糖可以作为微生物碳源使用，唯地生物的果糖溶液经 0.22um 滤膜过滤除菌，可以直接加入培养基中使用。

### ● 注意事项

1. 不开封的糖溶液可在室温保存 1 年，若长期保存最好放-20 度，开封后若发现染菌，停止使用。
2. 果糖不可高温灭菌。