

pGBKT7-53

载体基本信息

出品公司: Clontech

载体名称: pGBKT7-53

质粒类型: 酵母双杂交载体

高拷贝/低拷贝: 高拷贝

启动子: ADH1, TRP1, T7

复制子: 2 μ ori, pUC ori, F1 ori

克隆方法: 多克隆位点, 限制性内切酶

载体大小: 8275bp

5' 测序引物及序列: T7: TAATACGACTCACTATAGGG


3' 测序引物及序列: 根据序列设计引物

载体标签: c-Myc

载体抗性: 卡那霉素

筛选标记: TRP1

载体质粒图谱和多克隆位点信息



载体序列:

```
CGGTGCGGGCCTCTTCGCTATTACGCCAGATCCTTTTGTGTTTCCGGGTGTACAATATG
GACTTCCTCTTTTCTGGCAACCAAACCCATACATCGGGATTCTTATAATACCTTCGTTGG
TCTCCCTAACATGTAGGTGGCGGAGGGGAGATATACAATAGAACAGATACCAGACAAG
ACATAATGGGCTAAACAAGACTACACCAATTACACTGCCTCATTGATGGTGGTACATAA
CGAACTAATACTGTAGCCCTAGACTTGATAGCCATCATCATATCGAAGTTTCACTACCCT
TTTTCCATTTGCCATCTATTGAAGTAATAATAGGCGCATGCAACTTCTTTTCTTTTTTTT
CTTTTCTCTCTCCCCCGTTGTTGTCTCACCATATCCGCAATGACAAAAAAATGATGGA
AGACACTAAAGGAAAAAATTAACGACAAAGACAGCACCAACAGATGTCGTTGTTCCA
GAGCTGATGAGGGGTATCTCGAAGCACACGAACTTTTTCCTTCCTTCATTACGCACA
CTACTCTCTAATGAGCAACGGTATACGGCCTTCCTTCCAGTTACTTGAATTTGAAATAAA
AAAAGTTTGCTGTCTTGCTATCAAGTATAAATAGACCTGCAATTATTAATCTTTTGTTTCC
TCGTCATTGTTCTCGTTCCCTTTCTTCCTTGTTTCTTTTCTGCACAATATTTCAAGCTAT
```

ACCAAGCATACAATCAACTCCAAGCTTGAAGCAAGCCTCCTGAAAGATGAAGCTACTG
TCTTCTATCGAACAAGCATGCGATATTTGCCGACTTAAAAAGCTCAAGTGCTCCAAAGA
AAAACCGAAGTGCGCCAAGTGTCTGAAGAACAACCTGGGAGTGTCGCTACTCTCCCAA
AACCAAAAAGGTCTCCGCTGACTAGGGCACATCTGACAGAAGTGGAATCAAGGCTAGA
AAGACTGGAACAGCTATTTCTACTGATTTTTCTCTCGAGAAGACCTTGACATGATTTTGA
AAATGGATTCTTTACAGGATATAAAAGCATTGTTAACAGGATTATTTGTACAAGATAATG
TGAATAAAGATGCCGTCACAGATAGATTGGCTTCAGTGAGAGCTGATATGCCTCTAACA
TTGAGACAGCATAGAATAAGTGCGACATCATCATCGGAAGAGAGTAGTAACAAAGGTC
AAAGACAGTTGACTGTATCGCCGGAATTTGTAATACGACTCACTATAGGGCGAGCCGCC
ATCATGGAGGAGCAGAAGCTGATCTCAGAGGAGGACCTGCATATGGCCATGGAGGCCG
AATTCCTGTCAACGAGACCCCTGGGCCAGTGGCCCCTGCCCCAGCCACTCCATGGCC
CCTGTCATCTTTTGTCCCTTCTCAAAAACTTACCAGGGCAACTATGGCTTCCACCTGG
GCTTCCTGCAGTCTGGGACAGCCAAGTCTGTTATGTGCACGTACTCTCCTCCCCCTCAAT
AAGCTATTCTGCCAGCTGGCGAAGACGTGCCCTGTGCAGTTGTGGGTGAGCGCCACAC
CTCCAGCTGGGAGCCGTGTCCGCGCCATGGCCATCTACAAGAAGTCACAGCACATGAC
GGAGGTCGTGAGACGCTGCCCCCACCATGAGCGCTGCTCCGATGGTGATGGCCTGGCT
CCTCCCCAGCATCTTATCCGGGTGGAAGGAAATTTGTATCCCGAGTATCTGGAAGACAG
GCAGACTTTTCGCCACAGCGTGGTGGTACCTTATGAGCCACCCGAGGCCGGCTCTGAG
TATACCACCATCCACTACAAGTACATGTGTAATAGCTCCTGCATGGGGGGCATGAACCG
CCGACCTATCCTTACCATCATCACACTGGAAGACTCCAGTGGGAACCTTCTGGGACGG
GACAGCTTTGAGGTTTCGTGTTTGTGCCTGCCCTGGGAGAGACCGCCGTACAGAAGAA
GAAAATTTCCGCAAAAAGGAAGTCCTTTGCCCTGAACTGCCCCCAGGGAGCGCAAAG
AGAGCGCTGCCACCTGCACAAGCGCCTCTCCCCCGCAAAAAGAAAAAACCACTTGAT
GGAGAGTATTTACCCTCAAGATCCGCGGGCGTAAACGCTTCGAGATGTTCCGGGAGC
TGAATGAGGCCTTAGAGTTAAAGGATGCCCATGCTACAGAGGAGTCTGGAGACAGCAG
GGCTCACTCCAGCTACCTGAAGACCAAGAAGGGCCAGTCTACTTCCCGCCATAAAAAA
ACAATGGTCAAGAAAGTGGGGCCTGACTCAGACTGACTGCCTCTGCATCCCGGATCCG
TCGACCTGCAGCGGCCGCATAACTAGCATAACCCCTTGGGGCCTCTAAACGGGTCTTG
AGGGGTTTTTTGCGCGCTTGACGCCAAGCTAATTCCGGGCGAATTTCTTATGATTTATGA
TTTTTATTATTAATAAGTTATAAAAAAATAAGTGTATACAAATTTTAAAGTGACTCTTA
GGTTTTTAAACGAAAATTCTTATTCTTGAGTAACTCTTTCCTGTAGGTCAGGTTGCTTTC
TCAGGTATAGCATGAGGTCGCTCTTATTGACCACACCTCTACCGGCATGCAAGCTTGGC
GTAATCATGGTCATAGCTGTTTCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACACAA
CATACGAGCCGGAAGCATAAAGTGTAAGCCTGGGGTGCCTAATGAGTGAGCTAACTC
ACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCCGCTTTCAGTCGGGAAACCTGTCTGTGCCAGCT
GCATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGCGGTTTGCCTATTGGGCGCTCTTCC
GCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTGCTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAG
CTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAA
CATGTGAGCAAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGC
GTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAG
AGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCC
TCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTT
CGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTC

GTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCT
TATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCA
GCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCT
TGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGGACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTG
CTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCA
CCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAGG
ATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGAACGAAAAAC
TCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTA
AATTAATAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAACCTGAGGCTATGGCA
GGGCCTGCCGCCCCGACGTTGGCTGCGAGCCCTGGGCCTTCACCCGAACTTGGGGGG
TGGGGTGGGGAAAAGGAAGAAACGCGGGCGTATTGGCCCCAATGGGGTCTCGGTGGG
GTATCGACAGAGTGCCAGCCCTGGGACCGAACCCCGCGTTTATGAACAAACGACCCAA
CACCGTGCGTTTTATTCTGTCTTTTTATTGCCGTCATAGCGCGGGTTCTTCCGGTATTGT
CTCCTTCCGTGTTTCAGTTAGCCTCCCCCTAGGGTGGGCGAAGAACTCCAGCATGAGAT
CCCCGCGCTGGAGGATCATCCAGCCGGCGTCCCGGAAAACGATTCCGAAGCCCAACCT
TTCATAGAAGGCGGCGGTGGAATCGAAATCTCGTGATGGCAGGTGGGGCGTCGCTTGG
TCGGTTCATTTTCGAACCCAGAGTCCCGCTCAGAAGAACTCGTCAAGAAGGCGATAGA
AGGCGATGCGCTGCGAATCGGGAGCGGCGATACCGTAAAGCACGAGGAAGCGGTGAG
CCCATTGCGCGCAAGCTCTTCAGCAATATCACGGGTAGCCAACGCTATGTCCTGATAG
CGGTCCGCCACACCCAGCCGGCCACAGTCGATGAATCCAGAAAAGCGGCCATTTTCCA
CCATGATATTCGGCAAGCAGGCATCGTCATGGGTACGACGAGATCCTCGCCGTCGGG
CATGCTCGCCTTGAGCCTGGCGAACAGTTCGGCTGGCGCGAGCCCCTGATGCTCTTCG
TCCAGATCATCCTGATCGACAAGACCGGCTTCCATCCGAGTACGTGCTCGCTCGATGCG
ATGTTTCGCTTGGTGGTTCGAATGGGCAGGTAGCCGGATCAAGCGTATGCAGCCGCCGC
ATTGCATCAGCCATGATGGATACTTTCTCGGCAGGAGCAAGGTGAGATGACAGGAGAT
CCTGCCCCGGCACTTCGCCCAATAGCAGCCAGTCCCTTCCCGCTTCAGTGACAACGTC
GAGCACAGCTGCGCAAGGAACGCCCGTCGTGGCCAGCCACGATAGCCGCGCTGCCTC
GTCTTGCAAGTTCATTCAGGGCACCGGACAGGTTCGGTCTTGACAAAAAGAACCGGGCG
CCCCTGCGCTGACAGCCGGAACACGGCGGCATCAGAGCAGCCGATTGTCTGTTGTGCC
CAGTCATAGCCGAATAGCCTCTCCACCCAAGCGGCCGAGAACCTGCGTGCAATCCAT
CTTGTTCAATCATACTCTTCCTTTTTCAATATTATTGAAGCATTATCAGGGTTATTGTCT
CATGAGCGGATACATATTTGAATGTATTTAGAAAAATAAACAATAGGGGTCCGCGCA
CATTTCCCCGAAAAGTGCCACCTGAACGAAGCATCTGTGCTTCATTTGTAGAACAAA
AATGCAACGCGAGAGCGCTAATTTTTCAAACAAAGAATCTGAGCTGCATTTTACAGA
ACAGAAATGCAACGCGAAAGCGCTATTTTACCAACGAAGAATCTGTGCTTCATTTTGT
AAAACAAAATGCAACGCGAGAGCGCTAATTTTTCAAACAAAGAATCTGAGCTGCATT
TTTACAGAACAGAAATGCAACGCGAGAGCGCTATTTTACCAACAAAGAATCTATACTTC
TTTTTTGTTCTACAAAAATGCATCCCGAGAGCGCTATTTTTCTAACAAAGCATCTTAGAT
TACTTTTTTTCTCCTTTGTGCGCTCTATAATGCAGTCTCTTGATAACTTTTTGCACTGTAG
GTCCGTTAAGGTTAGAAGAAGGCTACTTTGGTGTCTATTTTCTCTCCATAAAAAAAGC
CTGACTCCACTTCCCGCGTTTACTGATTACTAGCGAAGCTGCGGGTGCATTTTTTCAAG
ATAAAGGCATCCCCGATTATATTCTATACCGATGTGGATTGCGCATACTTTGTGAACAGA
AAGTGATAGCGTTGATGATTCTTCATTGGTCAGAAAATTATGAACGGTTTCTTCTATTTT

GTCTCTATATACTACGTATAGGAAATGTTTACATTTTCGTATTGTTTTCGATTCACTCTATG
AATAGTTCTTACTACAATTTTTTTGTCTAAAGAGTAATACTAGAGATAAACATAAAAAAT
GTAGAGGTCGAGTTTAGATGCAAGTTCAAGGAGCGAAAGGTGGATGGGTAGGTTATAT
AGGGATATAGCACAGAGATATATAGCAAAGAGATACTTTTGAGCAATGTTTGTGGAAGC
GGTATTCGCAATATTTTAGTAGCTCGTTACAGTCCGGTGCGTTTTTGGTTTTTTGAAAGT
GCGTCTTCAGAGCGCTTTTGGTTTTCAAAGCGCTCTGAAGTTCCTATACTTTCTAGAG
AATAGGAACTTCGGAATAGGAACTTCAAAGCGTTTCCGAAAACGAGCGCTTCCGAAAA
TGCAACGCGAGCTGCGCACATACAGCTCACTGTTACGTCGCACCTATATCTGCGTGTT
GCCTGTATATATATACATGAGAAGAACGGCATAGTGCGTGTTTATGCTTAAATGCGTA
CTTATATGCGTCTATTTATGTAGGATGAAAGGTAGTCTAGTACCTCCTGTGATATTATCCC
ATTCCATGCGGGGTATCGTATGCTTCCTTCAGCACTACCCTTTAGCTGTTCTATATGCTGC
CACTCCTCAATTGGATTAGTCTCATCCTTCAATGCTATCATTTCCTTTGATATTGGATCAT
ATTAAGAAACCATTATTATCATGACATTAACCTATAAAAAATAGGCGTATCACGAGGCCCT
TTCGTCTCGCGCGTTTCGGTGATGACGGTGAAAACCTCTGACACATGCAGCTCCCGGA
GACGGTCACAGCTTGTCTGTAAGCGGATGCCGGGAGCAGACAAGCCCGTCAGGGCGC
GTCAGCGGGTGTTGGCGGGTGTCGGGGCTGGCTTAACTATGCGGCATCAGAGCAGATT
GTACTGAGAGTGCACCATAGATCAACGACATTACTATATATATAATATAGGAAGCATTAA
TAGAACAGCATCGTAATATATGTGTACTTTGCAGTTATGACGCCAGATGGCAGTAGTGG
AAGATATTCTTTATTGAAAAATAGCTTGTACCTTACGTACAATCTTGATCCGGAGCTTT
TCTTTTTTTGCCGATTAAGAATTAATTCGGTCGAAAAAGAAAAGGAGAGGGCCAAGA
GGGAGGGCATTGGTGACTATTGAGCACGTGAGTATACGTGATTAAGCACACAAAGGCA
GCTTGGAGTATGTCTGTTATTAATTCACAGGTAGTTCTGGTCCATTGGTGAAAGTTTGC
GGCTTGACAGAGCACAGAGGCCGCGAGAATGTGCTCTAGATTCCGATGCTGACTTGCTGG
GTATTATATGTGTGCCCAATAGAAAGAGAACAAATTGACCCGGTTATTGCAAGGAAAATT
TCAAGTCTTGTAAGCATATAAAAAATAGTTTCAAGGCACTCCGAAATACTTGGTTGGCGT
GTTTCGTAATCAACCTAAGGAGGATGTTTTGGCTCTGGTCAATGATTACGGCATTGATAT
CGTCCAACCTGCATGGAGATGAGTCGTGGCAAGAATACCAAGAGTTTCTCGGTTTGCCA
GTTATTAAGAACTCGTATTTCCAAAAGACTGCAACATACTACTCAGTGCAGCTTCACA
GAAACCTCATTTCGTTTATTCCTTGTTTGATTGAGAAGCAGGTGGGACAGGTGAACTTT
TGGATTGGAACCTCGATTTCTGACTGGGTTGGAAGGCAAGAGAGCCCCGAAAGCTTACA
TTTTATGTTAGCTGGTGGACTGACGCCAGAAAATGTTGGTGATGCGCTTAGATTAAATG
GCGTTATTGGTGTTGATGTAAGCGGAGGTGTGGAGACAAATGGTGTAAGAACTCTAA
CAAAATAGCAAATTCGTCAAAAATGCTAAGAAATAGGTTATTACTGAGTAGTATTTATT
TAAGTATTGTTTGTGCACTTGCCGATCTATGCGGTGTGAAATACCGCACAGATGCGTAA
GGAGAAAATACCGCATCAGGAAATTGTAAACGTTAATATTTTGTAAATTCGCGTTAA
ATTTTTGTAAATCAGCTCATTTTTTAACCAATAGGCCGAAATCGGCAAAATCCCTTATA
AATCAAGAAATAGACCGAGATAGGGTTGAGTGTTGTTCCAGTTTGGAACAAGAGTCC
ACTATTAAAGAACGTGGACTCCAACGTCAAAGGGCGAAAAACCGTCTATCAGGGCGAT
GGCCCACTACGTGAACCATCACCTAATCAAGTTTTTTGGGGTCGAGGTGCCGTAAAG
CACTAAATCGGAACCCTAAAGGGAGCCCCGATTTAGAGCTTGACGGGGAAAGCCGG
CGAACGTGGCGAGAAAGGAAGGGAAGAAAGCGAAAGGAGCGGGCGCTAGGGCGCTG
GCAAGTGTAGCGGTACGCTGCGCGTAACCACCACACCCGCCGCGCTTAATGCGCCGC
TACAGGGCGCGTCCATTGCGCATTCAGGCTGCGCAACTGTTGGGAAGGGCGAT